

Transport vzorků *ČR*

Petra Vidláková, Drahomíra
Kyjovská, Monika Koryčánková

Transport vzorků

- Seznam center v rámci ČR

Označení center

- Brno	1-01-001
- Hradec Králové	1-02-001
- Olomouc	1-03-001
- Plzeň	1-04-001
- Praha K.Vinohrady	1-05-001

Transport vzorků

- Seznam zahraničních center

Označení center

- **Slovenská republika**

Bratislava

2-01-001

Košice

2-02-001

- **Maďarská republika**

Budapešť

4-01-001

Transport vzorků

- Polská republika

Wroclaw

3-01-001

Crakow

3-02-001

Označení vzorků

Studie CMG 2008

3

-

02

-

001

↓
stát

↓
město

↓
pořadí
pacientů

Obsah transportního balíčku pro jednoho pacienta

- T- box (220x170x40 mm) 1
- Bublínková obálka 1
- Kryotuby 10
- Štítky s označením 10
- Krabička na skla 1
- Žádanka

Do T- boxu (trans.balíčku) je možno vložit vzorky od více pacientů.

Zpracovaný materiál - periferní krev

Sérum:

- 2 ml β -2-mikroglobulin (kryotuba)
- 2 ml biochemie (kryotuba)

Plná krev:

- 2 ml plná periferní krev (SNP)
(2,6 ml EDTA zkumavka)

Transport při pokojové teplotě. Teplota nesmí přesáhnout 25°C.

Zpracovaný materiál - kostní dřeň

- 4 ml plná zkumavka kostní dřeně na i-FISH
(5 ml Li-heparin zkumavka)
- 1 ml plná zkumavka kostní dřeně na DNA
(2,6 ml EDTA zkumavka)

Transport při pokojové teplotě. Teplota nesmí přesáhnout 25°C.

Odebraný a zpracovaný materiál uložený při teplotě -20°C

- 1 ml séra na imunoglobulin
- 2 ml séra na elektroforézu proteinů
- 1 ml séra na imunofixace
- 1 ml séra na FLC vyšetření

Odebrané a zpracované sérum od jednotlivých pacientů, bude v jednotlivých centrech uchováváno při teplotě -20°C a hromadně zasláno brněnskému centru po naplnění obsahu celé krabičky.

Transport vzorků v rámci ČR

Přeprava je zajišťována firmou PPL

Plátce přepravy je Česká myelomová skupina
– Nadační fond

Při objednání je důležité uvést IČO: 26266148

Objednání přepravy je nutné den předem.

Neposílejte zásilku v pátek, proto dopravu PPL
objednat nejpozději ve středu, vyzvednutí
zásilky ve čtvrtek, doručení v pátek.

Transport vzorků v rámci ČR

v Brně:

- telefonicky na číslech: 544 120 411,412
724 067 090
- mailem depo06@ppl.cz (objednáváme svoz, vyzvednutí zásilky na adrese....., datum vyzvednutí, IČO plátce)

v Praze:

- telefonicky na číslech: 225 990 611,612,616,621
- mailem depo01@ppl.cz (objednáváme svoz, vyzvednutí zásilky na adrese....., datum vyzvednutí, IČO plátce)

Transport vzorků v rámci ČR

v Hradci Králové:

- telefonicky na číslech: 495 482 448
495 480 858
- mailem depo05@ppl.cz (objednáváme svoz, vyzvednutí zásilky na adrese....., datum vyzvednutí, IČO plátce)

v Olomouci:

- telefonicky na číslech: 585 151 611,612
- mailem depo09@ppl.cz (objednáváme svoz, vyzvednutí zásilky na adrese.., datum vyzvednutí, IČO plátce přepravy)

Transport vzorků v rámci ČR

v Plzni:

- telefonicky na číslech: 377 338 642,641
- mailem depo03@ppl.cz (objednáváme
svoz,vyzvednutí zásilky na adrese.....,datum
vyzvednutí, IČO plátce přepravy)

Balení zásilky

- Krabičku s odebraným materiálem vložit do bublinkové obálky
- Pro zachování požadované teploty během transportu (teplota nesmí přesáhnout 25°C) je nutné od 1.6. do 30.9.krabičku vložit do termoobalu – polystyrénový box s gelovými chladícími vložkami

Označení zásilky

- Zásilku označíme oranžovou – PPL EXPRESS etiketou - třídílná samolepka
- Velkou část samolepky nalepíme na zásilku, vyplníme příjemce a odesílatele (vypíšeme ručně nebo použijeme razítko popř. nalepíme štítek)
- Dva malé kontrolní štítky z třídílné samolepky, jeden použijeme pro řidiče, druhý si ponechává odesílatel
- Jednotlivým centrům budou etikety zaslány

Prázdňá etiketa

PPL[®] CONSIGNEE/PŘÍJEMCE
PROFESSIONAL PARCEL LOGISTIC

modrá linka: 844 775 775
e-mail: info@ppl.cz
<http://www.ppl.cz>

PPL EXPRESS

TELEFON:

CONSIGNOR/ODESÍLATEL

30010002799

30010002799

30010002799

30010002799

Etiketa k odeslání

1. NALEPIT NA KRABÍČKU

EPPL[®]
PROFESSIONAL PARCEL LOGISTIC
modrá linka: 844 775 775
e-mail: info@ppl.cz
http://www.ppl.cz

PPL EXPRESS

30010002799

CONSIGNEE/PŘÍJEMCE

FN BRNO OKH - LEHABI			
PETRA VIDLAKOVA'			
JIHLAVSKA' 20			
TELEFON:	607		
6	2	5	0 0 BRNO

CONSIGNOR/ODESÍLATEL

FN -II. INTER. KLINIKA OKH			
ODES. OSOBA			
SOKOLSKA 581			
5	0	0 0	5 HRADEC KRÁLOVÉ

2.



PRO ODESÍLATELE

3.



PRO ŘIDIČE

Oznámení o zaslání zásilky

- Příjemci zásilky (brněnskému centru) zaslat elektronicky zprávu o odeslání odebraného materiálu.
- mailová adresa: cmgstudy@med.muni.cz

Obsah elektronické zprávy pro studii CMG 2008

Předmět : Studie CMG 2008

Vlastní zpráva : kód pacienta

např. 1-01- 001

datum a čas odeslání

jméno odesílající osoby

Obsah elektronické zprávy pro ostatní vzorky

Předmět: vzorek - Thalidomid Treatment
vzorek - Velcade Treatment

Vlastní zpráva : iniciály pacienta
rok narození pacienta
např. RH 1974
datum a čas odeslání
jméno odesílající osoby

Adresa převzetí zásilek v Brně

FN Brno

OKH – LEHABI

Petra Vidláková

Jihlavská 20

625 00 Brno

Česká republika

Kontaktní osoby v brněnském centru

Petra Vidláková

tel.: 607 547 461, 532 232 646

Drahomíra Kyjovská

tel.: 728 744 549, 532 232 646

ing.Monika Koryčánková

tel.: 774 888 993

Příjem, zpracování a archivace dodaných vzorků v Brně

- Kontrola dodaných vzorků
 - označení vzorku
 - vyplnění žádanky
- Zařazení jednotlivých vzorků do příslušné skladovací krabičky a jejich uložení
- Dodání vzorků kostní dřeně (DNA, i-FISH) a periferní krve (SNP) na genetické pracoviště
- Evidence uložených vzorků do databáze